

Identifikace ve zdravotnictví

LASEROVÉ ZNAČENÍ

- Odolává vysokým teplotám při sterilizaci párou, nízkým teplotám tekutého dusíku, desinfekci, rozpouštědlům i mechanickým vlivům.
- Jedinečná identifikace zdravotnických nástrojů (UDI) přímo na předměty jako jsou pinzety, nůžky nebo kleště. Laserem je možné značit i podložní sklíčka.
- Značení přímo na předmět **CAB XENO 1**
- Vypalování odolných etiket **CAB LM +**




IDENTIFIKACE ZKUMAVEK A LAHVIČEK

- Tisk a aplikace etikety během dvou sekund. Vysoká přesnost tisku.
- **CAB AXON 2** – variabilní, pro laboratoře s nižší kapacitou vzorků
- **CAB AXON 1** – vhodný pro plně automatizované provozy



ZNAČENÍ PŘEPRAVNÍCH OBALŮ

- Modulární tiskové aplikační systémy pro značení předmětů různých tvarů a velikostí včetně předmětů válcových tvarů. K tiskárně je připevněná zvolená aplikační jednotka.
- **Aplikátory** k tiskárnám CAB SQUIX pro poloautomatický provoz nebo **aplikační moduly** pro tiskárny CAB HERMES Q v plně automatizovaných provozech.



NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY

- Nebezpečné chemikálie podléhají požadavkům systému značení GHS výstražnými symboly černou a červenou barvou. Možnost přímo dvoubarevného tisku v jedné operaci.
- **Tiskárny CAB XC** pro dvoubarevný tisk a aplikátor etiket **CAB HERMES C**



KONTAKTUJTE NÁS!

Riegrova 327
Dvůr Králové nad Labem
544 01

+420 499 621 123
etigraf@etigraf.cz
www.etigraf.cz

